

# 5/D

## IsingClair Hausenpaste

### POPIS VÝROBKU

Jedná se o výrobek připravený podle nejnovějších poznatků pomocí speciálních podmínek rozkladu rybích měchýřů při 100% zachování účinnosti. Je stabilizovaný SO<sub>2</sub>. Vyzina je čirící prostředek osvědčený i v minulosti ve sklepním hospodářství, jehož velkou nevýhodou byla velmi špatná rozpustnost. Před použitím bylo nutné vyzinové plátky rozmačkat, pokrátet a pomlít, což bylo velmi náročné na práci a čas. Z toho důvodu bylo používání vyziny potlačeno do pozadí. Díky výše popsaným výrobním podmínkám tento největší nedostatek u vyzinového gelu odpadá, čímž vyniknou výjimečné čirící vlastnosti vyziny.

ISINGCLAIR-HAUSENPASTE je vyzinový gel vyrobený z prvotřídních originálních vyzinových plátek z rybích měchýřů.

Čistota a kvalita odpovídá kritériím vinařského zákona SRN a interním normám firmy ERBSLÖH Geisenheim. Kvalita je zaručena certifikátem podle ISO 9001.

### ÚČEL POUŽITÍ

Použitím preparátu ISINGCLAIR-HAUSENPASTE se dosahuje obzvláště šetrného čirícího účinku. U všech nápojů s vysokým koloidním základem a špatnou filtrovatelností účinkuje velmi efektivně. Jde zejména o vína vyrobená z poškozených hroznů, červená vína po zahřívání rmutu během nakvácení a speciální vína s vysokým extraktem (pozdní sběry, bobulové výběry, ledová vína apod.). Zvláště potřebné je podtrhnout, že vyzina není citlivá na nízkou teplotu čířeného vína, jako je tomu u želatiny. IsingClair-Hausenpaste se také osvědčuje v případě zastaveného modrého číření a u vín s velmi vysokým obsahem tříslovin.

### Vyzinový gel na šetrné číření

### PRODUKT A ÚČNEK

IsingClair-Hausenpaste díky dobrému rozptýlení v ošetřovaném nápoji způsobuje relativně rychlé vysrážení kalových částic. Ty se usazují na dně nádrže a vytvářejí kompaktní sediment, který se lehce oddělí od vína filtrací nebo jednoduchým stočením.

### POUŽITÍ

IsingClair-Hausenpaste se před použitím mírně rozmíchá asi v 10násobném množství vína a za stálého míchání se přidává do celého množství vína. Číření trvá 48 hodin. Díky novému způsobu takřka úplného rozkladu při výrobě postačí i malé dávky IsingClair-Hausenpaste. Má se používat v kombinaci s křemičitým sólem KLAR-SOL SUPER, který se vždy přidává první v pořadí, a až nakonec se přidává ISINGCLAIR-HAUSENPASTE..

Doporučený poměr:

KLAR-SOL SUPER	: ISINGCLAIR-HAUSENPASTE	1 : 4
GERBINOL NEU	: ISINGCLAIR-HAUSENPASTE	1 : 2

Pro přesný výpočet dávky se doporučuje provést předběžný pokus pomocí vybavy testovacího kufříku OENOTEST.

Doporučené orientační dávky ISINGCLAIR-HAUSENPASTE:

- při normálním zákalu 25/75 ml/hl vína
- při silném koloidním zákalu cca 100 ml/hl vína
- v problematických případech určit podle předběžného pokusu

### SKLADOVÁNÍ

Skladovat na suchém místě bez zápachů. Otevřená balení ihned těsně uzavřít.